

Doff N' Donner

Doff N' Donner (DnD) kan anvendes til på- og aftagning af støtte- og kompressionsstrømper.

3 vigtige fordele ved DnD:

- Er meget skånsom ved både borgers ben og hjælpers hænder.
- Kan anvendes til knælange strømper.
- Kan anvendes til både på- og aftagning af støttestrømper på både ben og arme.



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst
115781	620060	Sæt med Muffe og kegle
84517	620061	Muffe - Blå
115777	620062	Kegle
	620003	Steriliseringspose - 1 æske med 250 stk
	620004	Løs sugekop til kegle
72546	3040	Ekstra tilbehør: Friktionsplade

Materiale: Muffen er fyldt med sæbelignende væske, og der er tilsat polyarymid. Keglen er lavet i plastmateriale.

- Du kan bruge denne DnD til både arme og ben. Brug af DnD gør det væsentligt nemmere at få støttestrømper på og af, og du sparer mange kræfter i dine hænder.
- DnD er skånsom overfor brugerens ben, og kan med fordel anvendes, når der er tale om sårbar hud og ømme ben.
- Vi anbefaler, at du bruger handsker sammen med DnD for at aflaste dine hænder mest muligt.
- DnD sættet består af en kegle og en silikone muffe, som anvendes sammen. Både kegle og muffe er one-size og fås kun i én størrelse. DnD systemet kan både anvendes af brugeren selv og af plejepersonalet.



Danish CARE Supply
- fremtidens hjælpemidler



1. Sæt keglen fast med sugekoppen

Anbring keglen på en glat, ren og ikke følsom overflade. Hold en hånd øverst på keglen (tryk let ned mod bordet), mens sugekoppens håndtag låses, så keglen står fast. Anbring ikke keglen på trægulv, træbord eller andre følsomme overflader, da keglen kan efterlade mærker.



2. Træk strømpen nedover keglen

Lukket tå: Træk strømpen på keglen til strømpen er helt glat i tåen øverst oppe på keglen.

Åben tå: Træk strømpen på til strømpens elastikant er ca 2-3 cm nede på keglen.



3. Ved knælange strømper

Sæt muffen over keglen og rul den ned til sugekoppen. Tag fat i strømpekanten og træk strømpen op på muffen og rul opad, så strømpen rulles omkring muffen.



4. Ved lyskestrømper

Hold strømpekanten fast over keglen med én hånd. Rul efterfølgende muffen af keglen med den anden hånd.

Påtagning af strømpen



1. Når muffen rulles af keglen skal strømpen stadig korrigeres i toppen. Tåstykket befinder sig nu forneden.



2. Lukket tå

Sæt hånden ind i toppen af muffen og skub så strømpen er helt glat, inden påtagning af strømpen.



3. Åben tå

Sæt hånden ind i muffen. Skub derefter med din hånd til kantbåndet befinder sig ca 2 cm (2 fingre) fra kanten på muffen.



4. Påtagning

Anbring det glatte tåestykke eller tåkanten på din fod. Sørg for at strømpens hæl vender nedad.



5. Muffen.

Herefter rulles muffen omkring hælen og op ad benet. Når strømpen sidder på benet, rulles muffen af igen.

Ved lyskelange strømper rulles muffen kun op til knæet.

Herefter fjernes muffen, og strømpen trækkes det sidste stykke op ad låret.



Aftagning af strømpen



- 1.** Rul muffen på dit ben op til strømpens kant. Træk strømpekanten omkring muffen og rul strømpen og muffen af benet.

Gode råd og tips til brugen af keglen

Her giver dig en række gode råd til brugen af Doff N Donner systemet. Disse råd sikrer, at du passer bedst muligt på kegle og muffe og samtidig beskytter dets omgivelser. Vi anbefaler dig derfor at læse disse råd, inden du starter med at bruge hjælpemidlet.

Vi får en gang imellem henvendelser fra brugere, som synes det kan være svært at finde et egnet sted til at fastgøre sugekoppen. Sugkoppen skal nemlig sidde på en glat overflade. Hvis sugekoppen anvendes på en ikke glat overflade og følsom overflade kan den i sjældne tilfælde give en afsmitning fra sugekoppen på fx træ, malede overflader og laminatbordplader, som kan være svært at rengøre.

Vi kan anbefale brug af en friktionsplade, som både giver en endnu bedre vedhæftning på underlaget i de tilfælde, hvor det kan være svært at finde et brugbart sted at sætte sugekoppen fast, og det giver samtidig en beskyttelse af underlaget i brugerens hjem. Fx friktionsplade 35x25 cm med HMI nr. 72546 eller non-slip plade Ø14 med HMI nr. 18922.

Generelle råd i brugen af keglen er:

- At sugekoppen skal være helt tør, når du bruger den
- Der må ikke anvendes skrappe rengøringsmidler og midler til desinficering og afspritning, da sugekoppens gummi kan erodere med tiden.
- At keglen tages af med samme efter endt brug
- At sugekoppen anvendes på helt glatte og ikke følsomme overflader

Hvis det er svært at få sugekoppen til at sidde fast på underlaget, kan vi anbefale følgende:

- Tjek om den lille sorte låsering på siden af keglen sidder der. Hvis den mangler fungerer sugekoppen ikke korrekt. Vi kan levere løse låseringe (10 stk) med varenr.: 620005.





- Sørg for at holde den ene hånd øverst oppe på keglen og hold den ned på bordet med et let tryk, samtidig med at sugekoppen spændes. På den måde sikrer man, at sugekoppen sidder korrekt på bordet, inden den spændes.
- Vi gør opmærksom på, at sugekoppen med tiden vil blive slidt, og miste sugesevnen. Sugkoppen kan let skiftes, og kan købes løse. De løse sugekopper har varernr.: 620004.

Gode råd og tips til brugen af muffen

- Vi gør opmærksom på, at muffen er en forbrugsartikel, som slides, når den anvendes. Så vi anbefaler at efterse muffen løbende og udskifte denne, når den er slidt.
- Muffen er One-size og kan ikke anvendes på meget store ben. Vi gør derfor opmærksom på, at hvis man anvender muffen til kraftigere ben både i på- og aftagningen eller oppe på låret, så kan man risikere, at muffen springer og lækker. Ved større ben anbefaler vi derfor at anvende Maxi-slide kort og Maxi-slide lang, som begge fås i flere bredder.
- Muffen skal altid tages af keglen og strømpen efter brug.
- Opbevar altid muffen køligt og mørkt, da varme beskadiger muffen.
- Undgå at tabe muffen da dette kan føre til beskadigelser eller lækager.
- Anvend helst Én muffe til én bruger af hensyn til hygiejnen.
- Hvis nødvendigt så vask muffen forsigtigt i mildt sæbevand. Jo oftere vask jo hurtigere forsvinder den coating, som er oven på muffen, og faren for læk øges med tiden.
- Desinficerende midler og andre skrappe rengøringsmidler og hyppig rengøringsfrekvens får den coating, der på muffen til at forsvinde meget hurtigt. Muffen mørnes hurtigere og levetiden reduceres betydeligt.
- Skulle en muffe springe læk, så er det vigtigt at vaske indholdet af med det samme med masser af sæbevand. Hvis du anvender en klud til at tørre op, så smid den ud efter brug. (ikke i vaskemaskine). Vi anbefaler at lægge et klæde under borgerens ben, så gulv og tekstiler beskyttes i tilfælde af et læk fra muffen.

Rengøring: Vi anbefaler at rengøre både muffe og kegle med mildt sæbevand.

- 5 -



Youtube video
Til selvhjælp



HMI-Basen
Manual



Youtube video
Til hjælperen

Danish CARE Supply A/S

Telefon: +45 2211 8616
E-mail: dcs@danishcaresupply.dk
www.danishcaresupply.dk



Hjemmeside



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply