



Instruktionsguide til DressBuddy KOMBI-PÅ/AF

Beregnet til på- og aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

De gule kugler anvendes til påtagning og de blå kugler anvendes til aftagning.

Henvender sig til borgere, der har brug for hjælp til at få kompressionsstrømper på og af, og som ikke kan bukke sig frem og nå ned til sine fødder, eller borgere der har nedsat kraft i enten arme eller ben.

Det er muligt at tage kompressionsstrømperne på og af med én hånd.

I sættet medfølger friktionsplade og glidestykke som tilbehør.



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Person mål		Stativ mål	
			Personhøjde i cm	Lægomkreds i cm	Bredde i cm	Længde i cm
72478	1000	SÆT - 3 dele - KOMBI - KORT	Op til 160	Op til 40	16	55
72496	1001	SÆT - 3 dele - KOMBI - MELLEME	160 - 185	Op til 40	16	60
72497	1002	SÆT - 3 dele - KOMBI - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
72498	1003	SÆT - 3 dele - KOMBI - KORT OG BRED	Op til 160	Over 40	19	55
72500	1004	SÆT - 3 dele - KOMBI - MELLEME OG BRED	160 - 185	Over 40	19	60
72502	1005	SÆT - 3 dele - KOMBI - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

72506	2000	ENKELT - KOMBI - KORT	Op til 160	Op til 40	16	55
72507	2001	ENKELT - KOMBI - MELLEME	160 - 185	Op til 40	16	60
72510	2002	ENKELT - KOMBI - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
72509	2003	ENKELT - KOMBI - KORT OG BRED	Op til 160	Over 40	19	55
72512	2004	ENKELT - KOMBI - MELLEME OG BRED	160 - 185	Over 40	19	60
72514	2005	ENKELT - KOMBI - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

Materiale: Rustfri stål.

Rengøring: DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask.

Slip-Fod og friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube
Video



HMI-Basen
Manual



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere

Påtagning



1. Læg friktionspladen på gulvet mellem fødderne.




6. Før foden ind i strømpen og pres ned indtil kantbåndet kommer op omkring hælen.



2. Læg DressBuddy'en på lårene med de gule kugler opad og med strømpens hæl opad.



7. Træk strømpen halvt op på læggen.



3. Sæt strømpens kantbånd på én kugle ad gangen.



8. Gnid hælen fremad på friktionspladen med små korte ryk, så strømpen kommer på plads ved hælen.



4. Put slippet ned i strømpen. Brug den ende på slippet uden velcrolukning.



9. Træk i DressBuddy'en indtil strømpen er helt på.



5. Placer DressBuddy'en vinkelret på friktionspladen.



10. Tag kantbåndet af kuglerne og træk i den del af slippet, som vender væk fra huden.



Aftagning




1. Hælen hviler naturligt på friktionspladen.



2. Sæt de blå kugler på DressBuddy'en indenfor kantbåndet bag på læggen.



3. Skub DressBuddy'en ned langs benet så langt det er muligt og hold den fast på friktionspladen.



4. Træk benet ind mod dig selv, indtil strømpen sidder nede ved anklen.



5. Gnid hælen mod friktionspladen med små korte ryk, indtil strømpen glider af.

Hvem er vi?

Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kommuner.

Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen. Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde med borgerne.

Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.

Vi står klar med gode råd og vejledning i brugen af alle vores hjælpemidler.





Påtagning

1. Hvis borgeren ikke kan krænge strømpen ud over de gule kugler --> Brug en connector som kan samle kuglerne.



2. Hvis borgeren har svært ved at få foden helt ned i strømpen --> Skyldes det ofte at de gule kugler sidder for langt nede eller for langt fremme i strømpen og derved mindsker elasticiteten. Husk at de gule kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet.




3. Hvis borgeren ikke kan få foden ned i strømpen eks. pga. for få kræfter i benene eller har nedsat bevægelighed i fodleddet --> Anbefaler vi at afprøve DressBuddy påtager, idet den kan anvendes af borgere, der ikke kan vinkle fodleddet.



Aftagning

1. Hvis borgeren har sårbar hud --> Lav en fold på strømpen ved aftagning, så kuglerne ikke kommer i berøring med huden.



2. Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen skyldes det ofte, at de blå kugler sidder for langt nede i strømpen og for langt fremme på benet. Derved mindskes elasticiteten. Husk at de blå kugler skal sidde, på kantbåndet for at få den størst mulig elasticitet (billedet).



3. Hvis borgeren har svært ved at anvende friktionspladen eksempelvis pga. for få kræfter i benet eller vanskeligheder ved at koordinere bevægelsen --> Anvend evt. DressBuddy aftager på hjul.

