

Tekniske data

Varenr.	Beskrivelse	Materiale	Mål
233064	Universal brystbælte	Polyester (PES), silikoneskum	45 x 16 cm

Beskrivelse

Brystbæltet er designet til at fastholde og forhindre brugeren i at glide forover, når brugeren sidder i en kørestol eller toiletstol. Det bløde netstof og polstringen af silikoneskum sikrer en meget høj åndbarhed og komfort for brugeren.

Tilsigtet brug

1. Placer brugeren i kørestolen eller toiletstolen.
2. Placer brystbæltet omkring brugerens bryst, og før stropperne rundt om ryglænet.
3. Luk spændet, og juster stroppen i overensstemmelse hermed.

Sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for, at denne brugsanvisning er læst grundigt før brug.
- Produktet bør installeres og monteres af kvalificeret sundhedspersonale.
- Kontrollér altid, at etiketten er læsbar, og at produktet er i god stand uden tegn på slitage.
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål.
- Rengør og vedligehold produktet regelmæssigt.
- I tvivlstilfælde bedes du kontakte den forhandler, der leverede produktet.

Forventet levetid og bortskaffelse efter endt levetid

- Forventet levetid varierer mellem 1-5 år, afhængigt af brugstilstand og antal vaske.
- Forventet levetid er baseret på korrekt brug og vaskeprocedure i overensstemmelse med denne overensstemmelse med denne IFU og som angivet på produktetiketten.
- Brystbæltet skal bortskaffes som brændbart affald.
- Emballageposen består af blød plast. Den skal genbruges i henhold til lokal lovgivning.

Opbevaring og holdbarhed

Brystbæltet skal opbevares i et tørt og rent miljø. Holdbarheden er 3 år i original emballage. Opbevares ved temperaturer mellem 0 - 40 °C.

Produktpleje og vedligeholdelse

Brystbæltet kan maskinvaskes ved 71°C. Brug altid en vaskepose, og husk at lukke spændet før vask. Må ikke bleges, tørretumbles, stryges eller renses.

**GB** Universal chest support belt**D** Universal Brustgurt**DK** Universal brystbælte**I** Cintura toracica universale**F** Ceinture de poitrine universelle

233064



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Tel. +45 8793 2220
www.mobilex.dk



Mobilex Sp. z o.o.
Ul. Duńska 3/5
PL-91204 Łódź
Tel. +48 42 214 2911
www.mobilex.pl

GB Universal chest support belt

Technical Specifications

Item no.	Description	Material	Dimensions
233064	Universal chest support belt	Polyester (PES), silicone foam	45 x 16 cm

Description

The chest support belt is designed to restraint and prevent user in slipping forward when seated in a wheelchair or commode chair. The soft mesh fabric and silicone foam padding ensures very high breathability and comfort for the user.

Intended use

1. Position the user in the wheelchair or commode chair.
2. Place the support belt around the users chest and pass the straps around the backrest.
3. Close the buckle and adjust the strap accordingly.

Safety instructions

- Make sure this IFU is thoroughly read before use.
- Product should be installed and fitted by a qualified healthcare profesional.
- Always check the label is readable and that the product is in good condition without signs of wear and tear.
- Only use product for the intended purpose.
- Clean and maintain product regularly.
- In doubt, please contact the dealer who supplied the product.

Expected service life & end of life disposal

- Expected service life varies between 1-5 years, depending on condition of use and number of washing cycles.
- Expected service life is based upon a correct usage and washings procedure in accordance with this IFU and as stated on the product label.
- The support belt should be disposed as combustible waste.
- The packaging bag consist of soft plastic. It should be recycled according to local legislations.

Storing and shelf life

The support belt should be stored in a dry and clean environment. The shelf life is 3 years in original packaging. Store in temperatures between 0 - 40°C (32 - 104°F).

Product care & maintenance

The support belt is machine washable at 71°C. Always use a washing bag and remember to close the buckle prior to washing. Do not bleach, tumble dry, iron or dry clean.

D Universal Brustgurt

Technische Daten

Art.Nr.	Beschreibung	Material	Größe
233064	Universal Brustgurt	Polyester (PES), Silikonschaum	45 x 16 cm

Beschreibung

Der Brustgurt wurde entwickelt, um den Benutzer am Vorwärtsrutschen zu hindern, wenn er in einem Rollstuhl oder Toilettenstuhl sitzt. Das weiche Meshgewebe und die Silikon-schaumpolsterung gewährleisten eine sehr hohe Atmungsaktivität und Komfort für den Benutzer.

Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Positionieren Sie den Benutzer im Rollstuhl oder Toilettenstuhl.
2. Legen Sie den Brustgurt um die Brust des Benutzers und führen Sie die Riemen um die Rückenlehne.
3. Schließen Sie die Schnalle und stellen Sie den Gurt entsprechend ein.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig gelesen wird.
- Das Produkt sollte von einer qualifizierten Fachkraft des Gesundheitswesens installiert und angepasst werden.
- Vergewissern Sie sich stets, dass das Etikett lesbar ist und dass sich das Produkt in einem guten Zustand befindet und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Reinigen und pflegen Sie das Produkt regelmäßig.
- Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Händler, der das Produkt geliefert hat.

Erwartete Lebensdauer & Entsorgung am Ende der Lebensdauer

- Die erwartete Lebensdauer liegt zwischen 1-5 Jahren, je nach Einsatzbedingungen und Anzahl der Waschgänge.
- Die erwartete Lebensdauer basiert auf einer korrekten Verwendung und Waschverfahren in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung und den Angaben auf dem Produktetikett.
- Der Brustgurt sollte als brennbarer Abfall entsorgt werden.
- Der Verpackungsbeutel besteht aus Weichplastik. Er soll entsprechend der örtlichen Gesetzgebung recycelt werden.

Lagerung und Haltbarkeit

Der Brustgurt sollte in einer trockenen und sauberen Umgebung gelagert werden. Die Lagerfähigkeit beträgt 3 Jahre in der Originalverpackung. Lagern Sie ihn bei Temperaturen zwischen 0 - 40°C.

Produktpflege und Wartung

Der Brustgurt ist bei 71°C in der Maschine waschbar. Verwenden Sie immer einen Waschbeutel und denken Sie daran, die Schnalle vor dem Waschen zu schließen. Nicht bleichen, im Trockner trocknen, bügeln oder chemisch reinigen.