

Brugsanvisning

Eureka strømpepåtager



Påtagning:

- 1) Eureka foldes dobbelt. Herefter stikkes plastpinden igennem hullerne og plastpinden stikkes ind i lommen nederst på strømpepåtageren.
- 2) Skub nu Eureka over foden. Den side, hvor pinden sidder skal under fodsålen. Eureka sættes nu fat på vristen.
- 3) Nu er Eureka klar til at strømpen føres på.



Danish Care Supply A/S

www.danishcaresupply.dk

Tlf.: 22 11 86 16 | E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

CVR: 44895137


Danish CARE Supply®
- fremtidens hjælpemidler