

easy-slide

another Arden brand

Easy-Slide®

Den ultimative løsning til påtagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med åben tå



Problemstilling

For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser en slidsom og møjsommelig proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for plejepersonalet. Det samme gør sig gældende for de patienter, der selv er i stand til at udføre opgaven. Den fysiske belastning, som på- og aftagning medfører, kan virke som en uoverskuelig opgave, hvilket kan få en direkte betydning for, om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

Løsning

Easy-Slide er designet specielt til at løse alle udfordringerne omkring påtagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med åben tå. Påtageren er fremstillet i et meget glat materiale, som har fået en speciel overfladebehandling. Til sammen sikrer materialet og dobbeltlagsfunktionen et ultra glat slutprodukt, som nedsætter friktionen væsentligt ved påtagning.

Den nedsatte friktion ved brug af Easy-Slide betyder, at den fysiske belastning for plejepersonalet og patienterne nedsættes til et absolut minimum. Herved mindskes risikoen for skader væsentligt, mens sandsynligheden for at patienterne overholder behandlingen stiger. Easy-Slide giver ydermere patienterne mulighed for at bevare deres selvstændighed i længere tid, da de med klare og simple instruktioner selv kan påføre kompressionsstrømpen eller -strømpebukserne.

Målgruppe

Easy-Slide er den oplagte løsning for patienter, der bruger kompressionsstrømper og -strømpebukser med åben tå. Takket være Easy-Slide kan strømperne tages på med største lethed. Desuden er Easy-Slide et uundværligt hjælpemiddel for plejepersonalet, som har den anstrengende opgave dagligt at påføre kompressionsstrømper eller -strømpebukser på deres patienter.

Easy-Slide®

Den ultimative løsning!

Produktfordele


- Reducerer den fysiske anstrengelse for både plejepersonale og patienter
- Øger patientens uafhængighed og behandlingseffektivitet
- Kompressionsstrømperne bevarer deres kompression og egenskaber længere
- Let at bruge
- Sparer tid og penge
- Lang holdbarhed
- Nem at tage med overalt

Sortiment

Art.Nr.	Størrelse	Skostørrelse
E01500	Extra Small	≤ 34
E01501	Small	34-37
E01502	Medium	38-41
E01503	Large	42-45
E01504	Extra Large	≥ 46



Læg Easy-Slide på foden



Tag strømpen på uden på Easy-Slide



Træk strømpen på foden således hælen sidder på det rigtige sted



Tag et fast greb i hælen og hold med den anden hånd i løkken på Easy-Slide



Træk derefter Easy-Slide ud af strømpen med små bevægelser