



Socky - Strømpepåtager




Varenr.:

120010

HMI-nr.

19434



Socky - Strømpepåtager

Strømpe påtageren anvendes til påtagning af almindelige strømper. Ved påtagning sættes strømpen udover strømpe påtageren, hvorefter der trækkes i de to snore, indtil strømpen sidder, som den skal.

Kan afvaskes i hånden.

Du kan se videoen på vores hjemmeside – hvis du indtaster HMI-nummer i det røde søgefelt og trykker enter – så kommer du direkte ind på strømpe påtageren.

Specifikationer

Længde: 40 cm

Materiale: Formstøbt plast

Rengøring: Vaskes i hånden

Danish CARE Supply

Alsikevej 12, 8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk



Følg os på

facebook

facebook.com/danishcaresupply