

# PRODUKTDATABLAD

## Omron M3 Comfort Blodtryksmåler

M3 Comfort blodtryksmåler med Intelli Wrap Cuff Technology, hvilket understøtter 360° præcision, som muliggør præcise målinger uanset, hvordan manchetten er placeret på armen.

Blodtryksmåleren har Intellisense Technology, der puster manchetten op til det ideelle niveau ved hver brug samt Easy High Blood Pressure LED, der signalerer, hvis blodtrykket er højere end normalt.



### I æsken leveres der:

- Blodtryksmåler
- Manchet
- Instruktionsmanual
- Opbevaringsæske
- Batterisæt
- Blodtrykspas

### Inholdsstoffer/materiale:

Slange: PVC

Manchet: Nylon og polyester

Luftstik til enhed: ABS

Luftstik til manchet: PV

**PVC/ftalater:** Ja/Nej

**CE klassifikation:** IIa

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur & væk fra direkte sollys

**Holdbarhed:** Ca. 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes efter lokalt reglement for elektronik

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding

**Varenr.:** 620038



Danish CARE Supply®

- fremtidens hjælpemidler

Danish CARE Supply – Alsikevej 12, 8920 Randers NV – Telefon: 22118616

Mail: [dcx@danishcaresupply.dk](mailto:dcx@danishcaresupply.dk) – [www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)