

PRODUKTDATABLAD

Absorin Comfort engangsunderlag

Absorin Comfort er et superabsorberende engangsunderlag, som giver ekstra beskyttelse af senge og stole, forhindrer bakterievækst og opretholder hudens naturlige pH-værdi. Samtidigt undgås ubehagelig lugt også.

Det superabsorberende pulver (SAP) absorberer urinen og bliver til en gel, så lækager undgås.

Underlaget findes i udgaver til brug om dagen og natten.



Indholdsstoffer/materiale: Non-woven, polypropylen fibre, cellulose paste, polyethylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

CE klassifikation: Klasse I

Absorberingskapacitet: 2000 ml

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys.

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genanvendelse

Varenr.: 620046