

# PRODUKTDATABLAD

## Absorin Comfort engangsunderlag

Absorin Comfort er et superabsorberende engangsunderlag, som giver ekstra beskyttelse af senge og stole, forhindrer bakterievækst og opretholder hudens naturlige pH-værdi. Samtidigt undgås ubehagelig lugt også.

Det superabsorberende pulver (SAP) absorberer urinen og bliver til en gel, så lækager undgås.

Underlaget findes i udgaver til brug om dagen og natten.



**Indholdsstoffer/materiale:** Non-woven, polypropylen fibre, cellulose paste, polyethylen

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Absorberingskapacitet:** 1250 ml

**Opbevaring:** Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys.

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Genanvendelse

**Varenr.:** 620047