

HVID KANT TIL TALLERKEN I PLAST

Varenr: 138286
HMI nr: 26424

Sikkerhedsanvisninger:

- Produktet bør ikke bruges på en anden måde end den tilsigtede.
- Før brug skal du sikre dig, at produktet er ordentligt fastspændt på kanten omkring tallerkenen.

Anvendelsesformål: En tallerken kant gør det nemmere, at få mad op på gafflen eller skeen.

Tekniske specifikationer

Vægt: 0,04 kg
Ca Max diameter: 28 cm
Materiale: Ubrydelig plast

Rengøring: Rengøres som almindeligt køkkenudstyr. Kan vaskes i opvaskemaskine op til 80 grader.

Genbrug:

Når produktet er brugt op, genanvendes det som plastaffald. Emballagen består af plast og bølgepap og genbruges derefter.

3147500



Produkten følger (EU) MDR
2017/745 og 2007/47/EG for
medicintekniske produkter.

Fremstillet af:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com