

**Kop + låg m. tud, Handycup®****Artikelnr. 1310.800****Anvendelse**

- **Handycup®** er en kop til handicappede eller sengeliggende børn og voksne
- Koppen tåler mellem -20° og 95°C
- Koppen tåler mikroovn
- Man bør være forsigtig, hvis koppen fyldes med varm væske
- Inden anvendelse skal man kontrollere, at låget er trykket ordentligt fast
- Koppens skrå form gør, at man kan drikke uden at bøje nakken
- Koppen har to brede håndtag, som giver et fast greb
- Koppens brede bund får den til at stå stabilt på bordet og mindsker spilduheld

**Vedligeholdelse**

- **Handycup®** tåler almindelig opvaskemaskine op til 65°

**Diverse specifikationer**

*(Information vedr. nærmere detaljer kan indhentes via nedenstående kontaktinfo)*

- Fremstillet af Polykarbonat (kop)/ PE (låg)
- Vægt: 130 g
- Højde: 9 cm
- Bredde: 15 cm
- Leveres med låg i klar (art.nr. 1310.800), grøn (art.nr. 1310.802), blå (art.nr. 1310.801), rød (art.nr. 1310.803) og klar m. ml (art.nr. 1310.822)
- CE-mærket
- Fremstillet i Danmark af:
  - **Henro-Tek ApS**
  - Tinvej 20C
  - 3060 Espergærde
  - Tlf. 4913 0011
  - [post@henro-tek.dk](mailto:post@henro-tek.dk)
  - [www.henro-tek.dk](http://www.henro-tek.dk)