

LETVÆGTSBESTIK

Varenr: 138310, 138311, 138309, 138313

Anvendelsesformål:

Det lette bestik bruges som traditionelt bestik. Håndtagene har en flad side, der forhindrer bestikket i at rotere i hånden. Fås også som tung bestik. Bøjes nemt til den ønskede vinkel, bortset fra bladet som ikke kan bøjes.

Sikkerhedsanvisninger:

- Bestikket må ikke bruges på anden måde end det er beregnet.
- Bestikket kan vinkles ad flere gange uden at gå af. Bortset fra kniven som ikke kan bøjes.
- Må ikke placeres i en mikrobølgeovn.

Tekniske specifikationer

Varenr: 138309 HMI nr: 26517 Let ske, bøjelig Længde håndtag: 10 cm Tykkelse håndtag Ø 27 mm Vægt: 0,06 kg	Varenr: 138313 HMI nr: 131852 Let teske, bøjelig Længde håndtag: 10 cm Tykkelse håndtag Ø 30 mm Vægt: 0,05 kg	Varenr: 138310 HMI nr: 26524 Let gaffel, bøjelig Længde håndtag: 10 cm Tykkelse håndtag Ø 27 mm Vægt: 0,06 kg	Varenr: 138311 HMI nr: 26522 Let kniv Længde håndtag: 10 cm Tykkelse håndtag Ø 27 mm Vægt: 0,05 kg
---	--	--	---

Materiale: Rustfrit stål, PP (håndtag)

Rengøring: Rengøres som almindeligt køkkenudstyr/bestik. Kan vaskes i opvaskemaskine op til 80 grader.

Genbrug:

Når produktet er brugt op, genanvendes det som metalkrot og plastaffald. Emballagen består af plast og bølgepap og genanvendes derefter.

CE **MD** Produktet følger (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EG for medicintekniske produkter.



Fremstillet af:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com