

Brugsanvisning

Inkontinens hjælpemiddel

Varenr: 310080 - HMI nr: 116631

Urinflaske med låg er beregnet til brug af mænd med inkontinens, der har svært ved at komme på toilettet. Det kan bruges i liggende, stående eller siddende stilling. Flasken er lavet af stærk plast, som er delvist gennemsigtig. Urinflasken rummer ca. 1.000 ml og har en klar volumenindikation gradueret i intervaller på 100 ml. Den er let at tømme og gøre ren. Tåler varmedesinfektion op til 90 °C.



Varemærke	Sanicare
Betegnelse	Urinflaske med låg PE, 1000 ml
Varenr.	310080 - HMI nr: 116631
Materiale	Polyethylen
Kapacitet	1000 ml
Rengøring	Tåler varmedesinfektion op til 90 °C
Affaldssortering	Sorteres efter lokal anvisning
Opbevaring	Stuetemperatur

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten følger (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EG for medicintekniske produkter.



Varenr.: 310080



Sørg for at rengøre flasken efter hver brug. Anbring ikke i nærheden af eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme.

I tilfælde af alvorlige produktfejl/hændelser skal du kontakte producenten og Lægemiddelstyrelsen.



SRN SE-MF-000033314



Producent:
Swereco AB
Vagnvägen 4 364
42 Lenhovda



Danish **CARE** Supply[®]

- fremtidens hjælpemidler