



EN ONLY USE EASY FIT TOILET SEAT AS SHOWN. CHECK THE SEAT IS SECURE BEFORE EACH USE. BRACKETS SHOULD BE ADJUSTED TO GIVE A TIGHT FIT. PERIODICALLY CHECK FIT IS STILL TIGHT. AVOID OVER TIGHTENING BRACKETS TO STOP SEAT FROM RIDING UP.

DK BRUG KUN EASY FIT TOILET SEAT SOM VIST. KONTROLLER, AT SÆDET ER SIKKERT FØR HVER BRUG. BESLAG SKAL JUSTERES FOR AT GIVE EN TÆT PASFORM. MED JÆVNE MELLEMRUM KONTROLLERES PASFORMEN STADIG. UNDGÅ FOR STRAMNING AF BESLAG FOR AT FORHINDRE, AT SÆDET KØRER OP.

SV ANVÄND ENDAST EASY FIT TOALET SEAT SOM VISAS. KONTROLLERA ATT SÄTET ÄR SÄKERT FÖRE VARJE ANVÄNDNING. FÅSTEN BÖR JUSTERAS SÅ ATT DE SITTER TÄTT. REGELBUNDET ÄR PASSFORMEN FORTFARANDE SNÄV. UNDVIK ATT DRA ÅT FÅSTENA FÖR ATT STOPPA SÄTET FRÅN ATT RIDA UPP.

NO BRUK BARE EASY FIT TOILET SEAT SOM VIST. SJEKK AT SETET ER SIKKERT FØR HVER BRUK. BRAKETTER BØR JUSTERES FOR Å GI EN TETT PASSFORM. MED JEVNE MELLOMROM KONTROLLER PASSFORMEN FORTSATT. UNNGÅ Å STRAMME BRAKETTENE FOR Å FORHINDRE AT SETET KJØRER OPP.

EN **CLEANING INSTRUCTIONS**
WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER. PRODUCT CAN BE AUTOCLAVED

DK **RENGØRINGSVEJLEDNING**
AFTØRRER MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND. PRODUKTET KAN AUTOKLAVERES

sv **RENGÖRINGSINSTRUKTIONER**
TORKA AV MED EN IKKE-SLIPANDE TRASA OCH TVÅLVATTEN. PRODUKTEN KAN AUTOKLAVERAS

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER
TØRK AV MED EN IKKE-SLIPENDE KLUT OG SÅPEVANN. PRODUKTET KAN AUTOKLAVERES



PH 5 - 9



MAX BRUGERVÆGT: 190 KG



ENHVER ALVORLIG HÆNDELSE, DER OPSTÅR UNDER BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL KONTAKTOPLYSNINGER NEDENFOR.

Version 23.11.2023