



## Rygeforklæde – 90x120 cm - grå


Rygeforklæde fremstillet af glasfiber, hvilket betyder at der ikke forekommer huller eller antændelse, hvis cigarettens ligger på materialet. Remmen omkring taljen og halsen er også brandhæmmende.

Produktet er brandhæmmende efter NT Fire 029 med retningslinjerne i SS876 00 01.

Skal aftørres i hånden i mildt vaskemiddel og dryptørre.



Varenavn	Rygeforklæde - grå
Varemærke	Sanisafe
Varenr.	310014
HMI nr.	114074
Materiale	Glasfiber
Længde	120 cm
Bredde	90 cm
Farve	Grå
Vægt	360 g
Rengøring	Aftørres med mildt vaskemiddel og derefter dryptørre Må <b>IKKE</b> maskinvaskes og tørretumbles
Bortskaffelse/sortering	Bortskaffes efter lokal anvisning
Opbevaring	Stuetemperatur
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC eller Latex



**CE**  
Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og sikkerhedskrav

