

## Let's Dream

Indendørsrollator  
Black Swan  
Varenr. 998046



Let's Dream, den verdensomspændende succes fra TrustCare. Et meget praktisk ganghjælpemiddel til folk, der har brug for et let og fleksibelt rollator til indendørs brug. Den har også et smukt og elegant design. Den er nem at betjene og nem at bruge i mindre rum fx på badeværelset. Den har en aftagelig bakke til transport af for eksempel en tallerken eller en kop kaffe.

Du kan bruge den som serveringsvogn, et lille bord til at spise fra, og som støtte, hvis du skal op af sengen midt om natten. En kurv kan købes som tilbehør og kan bruges sammen med bakken.

Håndtagene er beklædt med blødt skumgummi og er justerbart i højden, så den kan tilpasses forskellige brugere. Bremsen kan nemt betjenes med kun én hånd og er aktiv på begge baghjul. Rollatoren har selvfølgelig også en parkeringsbremse. Den kan nemt foldes sammen og kan selv stå oprejst, når den er foldet.



Der kan tilkøbes en kurv

### Tekniske specifikationer:

Ttestet iflg ISO 11199-2:2005

Max brugervægt	100 kg
Total bredde	55 cm
Vægt	6.5 kg
Håndtagshøjde justerbar fra	83 – 95 cm
Max. bakke vægt	5 kg
Max. vægt i kurv	3 kg
Sort bakke medfølger	

