



Inkontinenssæde med anti-slip - sort (45x45 cm)

Stilfuldt siddeunderlag i sort farve. Siddeunderlaget er diskret og funktionelt, som forhindrer lækage på møblerne. Siddeunderlaget er i blød velour med et vandtæt barrierelag i bunden og har en kerne af stærkt absorberingsmateriale. Underlaget har anti-slip belægning på bagsiden.



Brugsanvisning:

Vask underlaget før brug for at aktivere absorberingsevnen. Placér siddeunderlaget med den lyseblå side ned ad.

Varenavn	Inkontinenssæde med anti-slip - sort (45x45 cm)
Varemærke	Absorba
Varenr.	310050, 310051, 310052
HMI nr.	114198
Vægt	150 g
Samlet areal	45x45 cm
Farve	Sort, blå eller grøn
Absorberingskapacitet SS 8760033:2015	660 ml
Sædemateriale	100% Polyestervelour
Undersidemateriale	100% Polyester
Barrierelag	Polyuretan
Absorberingsmateriale	65% Polyester, 35% Rayon
Rengøring	 Ved afføring eller blodpletter skal sædeunderlaget skylles i koldt vand hurtigst muligt.
Antal vaske	Ca. 450 (husholdningsvask – ikke industrivask)
Bortskaffelse/sortering	Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger
Opbevaring	Stuetemperatur
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC



Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og sikkerhedskrav



OEKO-TEX® betyder at produkterne er fremstillet på en miljøvenlig måde



Sørg for, at syninger og materialer er komplet og ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres. Vær opmærksom på, at sædebeskyttelsen ikke ligger på gulvet - risiko for at falde. Produktet er ikke beregnet til at løfte personer. Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme