



Varenummer 1000021343



## Bind, ABENA Let, Normal, hvid, pink farvekode, med SAP

- ✓ Non-woven bagsidefolie - bruges som booster
- ✓ 100% åndbarhed understøtter sund hud
- ✓ Forskellige størrelser og sugeevner



### Produktbeskrivelse

ABENA Let er en serie af rektangulære bind til bred anvendelse. Både ABENA Let Super Airlaid, Normal og Maxi bruges hovedsageligt som booster til ekstra absorption, men kan også anvendes som fødebind eller sekundært absorberende bind til andre kropsvæsker. Det fuldt åndbare bind med non-woven bagside sikrer sund hud og optimal komfort. Bindende fås i forskellige størrelser og sugeevner. ABENA Let Normal og Super Airlaid inderholder begge superabsorberende polymer (SAP) for at minimere risikoen for ubehagelige lugtgener.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bind
Varemærke	ABENA
Vareserie	Let
Størrelse	Normal
Farve	Hvid
Features	Pink farvekode, med SAP
Materiale	ECF fluff, PE, åndbar bagfolie, elastan, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	39 cm
Bredde	14 cm
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	500 ml
Køn	Unisex
Inkontinensgrad	Moderat
Certifikater	CE. Svanemærket. MD. UKCA.
Svanemærket licensnr.	5023 0001
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Brugsanvisning

Rektangulært bind til bred anvendelse. Bruges hovedsageligt som booster sammen med et andet inkontinensprodukt, for at øge den samlede absorptionsevne. Hvis det ikke bruges som booster, anbefales brug af fikseringstrusse, eksempelvis vores ABENA Fix-produkter. Fikseringstrusser sikrer god pasform og reducerer risikoen for lækage. Produktstørrelsesgenkendelse ved hjælp af farvekoder og navne.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	9 pk	77 cm	30 cm	37.5 cm	5713571001295
pk	34 stk	26 cm	12 cm	22 cm	5713571001288



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Dråbesystem, som viser produktets sugesevne. Jo flere dråber jo højere sugesevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Poser med dette symbol er fremstillet af 30% PCR (post-consumer recycled), hvilket vi på dansk kender som husstandssorteret plast. Således kan vi reducere vores plastikaffald og samtidig gøre en indsats for at passe på miljøet.

